



Nowość! Aerozol do oczu i na rany.

Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray

Aerozol do oczyszczania i wypłukiwania **pyłu i zanieczyszczeń** z oczu i ran. Rozpylaj z odległości 10-15 cm od oka lub rany. Aerozol zapewnia delikatny przepływ płynu. Całkowity czas przepłukiwania wynosi 5 minut. Praktyczny do stosowania, na przykład, na otarcia naskórka, wymagające dokładnego oczyszczenia. Aerozol do wielokrotnego użytku, zachowujący sterylność do ostatniej kropli.

Uwaga! Produkt **nie zastępuje płukanki do oczu przy ostrych obrażeniach oczu** (na przykład opryskanych żrącą substancją), lecz można go używać w II etapie w czasie transportu do szpitala po płukaniu wstępnym.

Konstrukcja pojemnika pozwala na użycie jej we wszystkich kierunkach, także spodem do góry. Przezroczysty kapsel posiada zabezpieczenie, które zostaje zerwane przy pierwszym otwarciu. Pojemnik można przechowywać na stojąco lub leżąc. Płyn w pojemniku z aerozolem jest przechowywany w umieszczonym w nim woreczku, odseparowany od gazu nośnego, co zapobiega mieszanemu się z nim. Zawiera 150 ml sterylnego roztworu soli kuchennej (0,9% NaCl). Niezgodliwy dla środowiska gaz nośny.

Zalety produktu

- Do przemywania oczu i ran
- Pasuje do apteczki pierwszej pomocy
- Może być używany wielokrotnie
- Sterylny do ostatniej kropli



Zdjęcia można pobrać ze strony www.firstaid.cederroth.com w zakładce Do pobrania.

Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray

Okres przydatności do użycia: 3 lata od daty produkcji. Oczyszczyć dyszę przed użyciem na krótko uruchamiając spryskiwacz. Buteleczka pod ciśnieniem, której nie wolno wystawiać na działanie temperatury powyżej 50° C. Nie dziurawić ani nie palić. Zawiera 150 ml sterylnego roztworu soli kuchennej nie buforowanej. Całkowity czas płukania: 5 minut.

150 ml/buteleczka
12 buteleczek/SKU

Wymiary buteleczki: (W) 16,2 cm x Ø 5,3 cm

Kod EAN SKU
Kod EAN CU/buteleczka

7310807260006
7310617260005

REF 726000