



PRODUKTSPEZIFIKATION



Produkt: SALVEQUICK DETECTABLE
WUNDSCHNELLVERBAND (PFLASTER)
Referenznummer: 6735CAP



1. Allgemeine Beschreibung

Detektierbarer, steriler Wundschnellverband in zwei Größen, mittelgroß und groß, in einer Refill-Pappverpackung. Abgedeckt werden die sterilen Wundschnellverbände von einem Aufsatz aus Papier.

Die Pflaster sind von den gängigsten Metalldetektoren nachweisbar.

Die Refill-Verpackung passt in den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverband.

Der Wundschnellverband besteht aus einer Außenschicht mit einer ebenmäßigen Klebebeschichtung. Zentral auf dem Verband ist ein absorbierendes Kissen befestigt; um dieses Kissen verbleibt ein Rand mit Klebeoberfläche. Auf der Klebeschicht befindet sich eine abziehbare Folie, die aus zwei sich teilweise überlappenden Teilen besteht. Beim Herausnehmen des Wundschnellverbandes aus der Verpackung bleibt der untere Teil der Abdeckung darin zurück. Der Aufsatz befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Verband. Eine Hälfte des Verbandes kann nun mit nur einer Hand auf die Haut appliziert werden. Nach Entfernung des Aufsatzes und oberen Teils der Abdeckung kann der Wundschnellverband vollständig angebracht werden.

2. Verwendungszweck

Der sterile Wundschnellverband dient als mechanische Barriere und zur Absorption von Exsudaten aus kleineren Wunden.

3. Technische Beschreibung

Produktabmessungen

Mittelgroß	Wundschnellverband:	72x19 mm
	Wundkissen:	24x12 mm
Groß	Wundschnellverband:	72x25 mm
	Wundkissen:	24x17 mm

Material

Außenschicht	Blaue, weiche Polyurethan-/Polystyrol-Folie
Klebeschicht	Transparentes Polyacrylat (hypoallergen)
Wundkissen	Schicht mit trockenem Nadelvlies mit einer nichthaftenden Wundkontaktschicht und einer metallischen, detektierbaren Aluminiumfolie
Aufzulegende Schicht	Silikonisiertes Papier und PE-Folie
Verpackung	Kaltsiegel-Papier ohne Aufdruck + Aufsatz aus Papier

4. Sterilisierung

Sterilisierungsmethode: Bestrahlung



PRODUKTSPEZIFIKATION



5. Zusammensetzung

Refill

<u>Ref #</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>M.</u>
45167120	Mittelgroßer Wundschnellverband mit Aufsatz	21
45167130	Großer Wundschnellverband mit Aufsatz	14
Abmessungen (L x B x H) mm:	30 x 87 x 100	

Konsumentenverpackung

Anzahl Refills in der Konsumentenverpackung:	6
Abmessungen (L x B x H) mm:	100 x 150 x 90

Transportverpackung

Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung:	10
Abmessungen (L x B x H) mm:	520 x 160 x 190
Gewicht (kg):	2,3

6. Kennzeichnung

Produkt (Refill)

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Symbole: CE +NB#, STERILE, R, DO NOT REUSE, LOT, USE BY

Transportverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Menge

Konsumentenverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Web- und E-Mail-Adresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Menge
Symbole: CE +NB#, LOT, USE BY

7. Lagerbedingungen

Das Produkt sollte zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

8. Zubehör

Das folgende Zubehör kann mit dem Produkt verwendet werden:

REF #: 490750 Salvequick Pflasterspender

Genehmigt:

OA&RA

Digital unterzeichnet von QA&RA Mgr
DN: cn=QA&RA Mgr, o=Wound Care Cederroth AB, ou, E-Mail=firstaid@cederroth.com, c=SE
Grund: Ich genehmige dieses Dokument
Datum: 25&2011 16:34:29 +0200'

